

LOONGLIFE PC307 "FERPRO" Pompa-agregat czyszczący, mobilny. Zbiornik 40L, 560W, 100L/min,

Agregat czyszczący LOONGLIFE PC307 skutecznie czyści i eliminuje osady mineralne, złoży korozyjne z systemów grzewczych, klimatyzacji, chłodzenia, solarnych - HVAC. Może także służyć do czyszczenia armatury - wymienników ciepła, podgrzewaczy, grzejników oraz maszyn przemysłowych jak wtryskarki, ekstrudery itp.

LOONGLIFE FD307 to specjalna pompa- agregat o osi pionowej, która łączy w sobie tradycyjną funkcję odkamieniania z funkcją czyszczenia systemów centralnego ogrzewania, także systemów podłogowych oraz innych systemów HVAC. Jest wyposażona w specjalne zawory odcinające jak również tradycyjny rewers przepływu oraz mocny silnik i zbiornik o dużej pojemności. Dzięki temu uzyskuje doskonałe wyniki pod względem szybkości przepływu i ciśnienia. Rewers przepływu atakuje osady kamienia z obu stron, powodując odkamienianie, szczególnie szybki i skuteczny, ponieważ dynamiczne działanie dwukierunkowego przepływu, oprócz normalnego działania agresji chemicznej, umożliwia czyszczenie nawet wtedy, gdy rury i wymienniki są prawie całkowicie zatkane. Zbiornik jest oznaczony wskaźnikami poziomu dla łatwej ocena zawartości. Ergonomiczna rękojeść umożliwia pewny chwyt, dwa kółka o dużej średnicy, łatwe przenoszenie nawet na schodach., Pompa wyposażona jest również w system zabezpieczający, który zapobiega uszkodzeniom podczas pracy bez płynu w zbiorniku.

DANE TECHNICZNE

Model: PC307 LOONGLIFE

Marka: FERPRO

Seria: LOONGLIFE Model

Zastosowanie: Czyszczenie instalacji grzewczych, HVAC, armatury sanitarnej itp.

Wydajność: ≈ 0,25-0,30 m³ zładu wody, 25-30 grzejników, 380m² ogrzewanej pow., 2-3 poziomy

Zbiornik: 40 L, żółty, HDPE

Silnik: 0,75 KM / 560W, IP54, 230 V

Max. przepływ: 102 L/min

Max. podnoszenie: 18 m

Max. temperatura pracy: 50 st C

Rodzaj rewersu: ręczny, natychmiastowy

Zawory re-cyrkulacyjne: 2 x 3-drożne odcinająco - spustowe

Wymiary pompy mm: 390 x 580 x 930

Waga pompy: 20 kg / z węzami 29 kg / paczka 31kg

Mobilność / przenoszenie: Kółka 200 mm, wbudowany uchwyt

Zastosowanie preparatów: Dostępne-alkaliczne, kwasowe, chlorowe



W ZESTAWIE:

Węż cyrkulacyjny: 2 x 5m, średn. 1", wzmacniane PVC, 1 x łączk GW1" / 1 x łącznik GW1"

Wąż spustowy: 8m, 1", wzmacniany PVC, 1 x złączka GW 1"

Wąż zasilający: 8m, 3/4", wzmacniany PVC, 2x złączka GW 3/4"

Wąż przelewowy: 8m, 1", wzmacniany PVC, 1x złączka GW 1"

Przełączniki: Nie

Informacje: Instrukcja obsługi

Made in Italy

01.23



AGREGAT PC307
LOONGLIFE

www.ferdom.eu

